

キット内容

■センサー本体（発信機）

| | |
|--------|--|
| 通信方式 | Bluetooth Version 4.0 (BLE:Bluetooth Low Energy) |
| 接続最大距離 | 見通し約15m |
| 使用周波数 | 2.4GHz帯 |
| 使用電池 | ボタン電池（CR2016型） |
| 外形 | 30×33×厚8mm |
| 防水仕様 | IPX6相当 |



■お知らせライト(受信機)

| | | |
|---------|--|---------------|
| 通信方式 | Bluetooth Version 4.0 (BLE:Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi 2.4GHz帯 |
| 接続最大距離 | 見通し約15m | |
| 仕様周波数 | 2.4GHz帯 | |
| 接続最大可能数 | 1機 | |
| 使用電池 | リチウムイオンバッテリー | |
| 外形 | 直径110×高55mm | |



■電源ケーブル、専用ピック

■おむつナビ 専用パッド（別売り）

※目安吸収：1回の排尿量150mlとして（当社測定方法による）

| | サイズ | 目安吸収 | 入数（袋・ケース） | JANコード |
|---------------|---------|------|--------------|----------------|
| おむつナビ レギュラー | 26×50cm | 4回 | 256枚（32枚×8袋） | 4961392-321097 |
| おむつナビ ロング | 26×56cm | 5回 | 192枚（32枚×6袋） | 4961392-321103 |
| おむつナビ スーパーロング | 26×64cm | 6～7回 | 128枚（32枚×4袋） | 4961392-321110 |
| おむつナビ ワイド | 34×64cm | 8回 | 120枚（30枚×4袋） | 4961392-321127 |



レギュラー



ロング



スーパーロング



ワイド

■専用アプリ（無料）のダウンロード方法

各アプリダウンロードストアより

介護プラス🔍と検索してください。



■本製品に関する情報・お問合せ・資料請求は

株式会社光洋 おむつナビ係
横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー 4F
TEL 045-556-0154 FAX 045-556-5402
<https://www.koyo.jp/>



製造元：  KOYO

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー 4F



Sherrive
あなたを大切にする

見える化で心地よい暮らしを

おむつ
ナビ

…… 家庭用キット ……



 KOYO

明日の笑顔と快適を提供します。

介護される人も、する人も、
もっと笑顔になってほしい。

おむつの中の状態が見える化。データを収集し排泄の周期を把握できます。

排泄ケアの悩み

- ・おむつの外へのモレが不安
- ・正しいサイズのパッド選定ができていないのか？
- ・排泄の周期がつかめずパッド交換の空振りが多い

おむつナビで解決！

- ・排泄量の見える化で最適なタイミングでの交換が可能
- ・排泄量がわかるのでパッド選定の判断基準に
- ・無駄なパッド交換を削減、空振りをゼロに
- ・全自動で排泄リズムをつかめる

簡単・シンプルな構造



専用パッドにセンサー本体を取付けるだけで、おむつの中をスマートフォンで監視。

おむつナビ専用アプリに表示される内容

■おむつの濡れ具合



■ご利用者の体位



■オムツ内の温度

※1 台のスマートフォンで2つのセンサーを登録可能



排尿回数、オムツ交換回数を
集約しグラフ化します。

おむつナビの構成

センサー本体（発信機）



「日常生活防水(IPX6 相当)」の防水仕様なので、汚れてしまっても水洗いできます。装着による違和感や不快感を最小限にするため、約 10g という軽さ、薄さ小ささを追求しました。本センサー本体を専用パッドに挟み込むだけで、排せつの有無を監視します。従来の排せつ検知センサーよりも軽量で、使いやすくなりました。

お知らせライト（受信機）

排尿量に応じてお知らせライトの色が変わり、パッド交換のタイミングを通知します。ご利用者様の排尿量に合わせた検知レベルを設定できるので、パッド交換の空振りや無駄のない介助に貢献します。またお知らせライトとセンサー本体が約 15m 以上離れると、お知らせライトからアラームが鳴る距離感知機能を搭載。安心の見守り機能としてご活用できます。

乾いている
状態



パッド交換
通知

センサー付きパッド（別売り）

あてると自然に体に沿った形になる「からだカーブ」構造なので、脚ぐり・股ぐりにフィットし、だれにでもぴったりにあてられます。尿をひろげず、素早く奥までしっかり吸収してモレを防ぎ、繰り返しの吸収でも表面のさらさら感を保ちます。パットサイズは4種類ありますので、排尿量に応じてお選びください。排尿量が多い方でも安心してセンサーをお使いいただけるように、吸収量の多いサイズもご用意しております。



日本製・医療費控除対象品