

フォーケア® クッション Pro & Basic

Made in Japan

この一枚が笑顔につながる…

〈体圧分散クッション〉

体圧分散＋機能付

特許
取得

意匠
取得

TAIS
登録

腰痛予防！

※写真
背面：ProAir
座面：Proプラス

おおいた産医療関連機器導入推進事業対象製品
対象：県内医療・歯科・介護等 関連事業所（補助率1/2以内）



PR動画


「座る」をより快適に。より心地よく♪



事務椅子
背・座 Basic



車椅子
背・座 Basic



車シート
背Pro・座 Basic



美容
背Pro・座 Basic



歯科
背・座 Pro

- ▶「ふるさと納税」大分市返礼品
- ▶「おんせん県おおいたオンラインショップ」大分県公式通販サイトでもお求めいただけます。

希望小売価格 ※税込表示


【Pro】(4.5cm) プラス 24,200円 / Air 22,000円

【Basic】 (3cm)12,100円 / (5cm)13,200円

(厚さ) (6cm)14,300円 / (8cm)15,400円

より快適な「座る時(とき)」をお楽しみください。

座り心地が変わります！…良い椅子はさらにUP♪



令和3年度
九州地方発明表彰
大分県知事賞受賞


NEW Proプラス & Pro Air
ご要望に応じて…新商品！

「座」と「背」の組み合わせで、身体に合った「座り」を！


機能・使用方法

背もたれのある椅子等にご使用ください！


笑顔の声
26事例



座面での配置



背面での配置



カバー生地：洗濯が可能 ※防水面は除く

Proプラス：防水とメッシュ生地 Basic 4 タイプ：メッシュと滑り止め

防水面：アルコールで清拭OK
メッシュ面：通気性が良い

メッシュ面：通気性が良い
裏面：すべり止め加工生地

ProAir：表・裏メッシュ生地

※ Proプラスは、表・裏 兼用です

表・裏メッシュ面：通気性が良い
裏面：左右に滑り止め



中材：手洗い可能な素材で構成

Proプラス & ProAir

Basic 4 タイプ

反発ウレタン素材

反発ウレタン素材



3Dスプリング構造

硬・軟 ウレタン構造

モノが人に合わせる…体圧分散、全6タイプからお選びください♪

クッション選択の目安		座面選択		背面選択	
商品名	厚さ	体重	座面	目安	背面
Pro:プラス/A i r 幅45cm/長さ42cm	4.5cm	～100kg 前後	●	椅子の大きさや用途に合わせてお好みで選択できます	●
Basic 幅40cm/長さ41cm	3cm	50kg 前後	●		●
	5cm	60kg 前後	●		●
	6cm	70kg 前後	●		×
	8cm	～100kg 前後	●	背面には、不向きです	×

用途に合わせて、お好みでお選びください。背と座 2枚の組み合わせでより 体圧分散を実感できます。


Q：やせていて、座骨や尾骨が痛い
Q：どれにしようか迷っている

A：目安表を参考に、体重より上の厚めのものをお勧めします♪

独自の分割製法で、体圧分散性を高めています。



座部は硬い素材で大腿部と臀部の外側を支え座骨部を柔らかい素材で体圧を分散をさせました。
背部は、仙骨部に硬い素材を選ぶか、柔らかい素材を選ぶかは利用者の使用感で選択してもらうようにしました。クッションを使うことで、座り心地が良くなり且つ姿勢も改善することができます。



(体圧計測:右 フォーケアクッションPro)

作業療法士として、
開発をサポート！



コネクトリハビリテーション
OT 山形茂生

合同会社 KT福祉環境研究所

代表 松尾清美

前 佐賀大学教育研究院 医学域医学系 准教授