

KADOKURA.

自走式車椅子

多機能で コンパクト

毎日使用する方の
「こんな機能あったらいいな！」
を考えて作りました

サイドガード
跳ね上げ式

背折れ
タイプで
コンパクト
収納

坂道でも安心
ドラムブレーキ

フットレストの
高さ調節可能

フットレストは
ワンタッチで
左右に開閉
可能

空気入れ不要
ノーパンク
タイヤ

※フットレストは
取り外しも可能です。

Tango
タンゴ



ポイント
1 | 移乗もラクラク!
跳ね上げ式サイドガード



サイドガードが跳ね上げ式になっているので、乗り降りの際もラクラク！左右どちらからでも移乗可能なので、ストレスを感じることがありません。

ポイント
2 | フットレストは
ワンタッチで開閉可能



ワンタッチレバーでフットレストが開閉することにより、さらに乗り降りの際の負担が軽くなりました。

ポイント
3 | 高さ調整機能付き
フットレスト



フットレストはお好みの高さに調整可能です。レッグベルトも付いているので、足元もラクラク！

ポイント
4 | フットレストは
取り外し可能



フットレストは簡単に取り外し・取り付けも可能。収納する時や車載時に取り外せば、さらにコンパクトに！

ポイント
5 シート幅約40センチの
使いやすい標準サイズ



シート幅は車椅子の標準サイズ・約40cm。窮屈に感じることもなく、ハンドリムにも手が届きやすいちょうど良いサイズ感です。

ポイント
6 制御力・耐久性
抜群のドラムブレーキ



後輪にはドラムブレーキを採用。制御力抜群で、滑りやすい床や坂道、濡れた路面でも安心・安全。さらに耐久性にも優れています。

ポイント
7 耐荷重100kg!
ダブルクロスフレーム



サビにも強く、頑丈で安定感ある乗り心地のアルミダブルクロスフレーム。安心の耐荷重100kgです。

ポイント
8 手になじむ
波型ハンドリム



握った時に手になじみ、滑りにくい波型のハンドリムです。樹脂製なので、金属のハンドリムに比べて冬でも手が冷たくなりません。

ポイント | **9** | 握りやすい
安心の介助ブレーキ



安心・安全の介助ブレーキ付きです。お年寄りにも握りやすいタイプです。

ポイント | **10** | 空気入れ不要！
ノーパンクタイヤ



ノーパンクタイヤなので、面倒な空気入れ・パンクの心配がありません。室内の床に跡が残りにくいグレーのタイヤです。

ポイント | **11** | スッキリ収納
背折れ式



背折れ式なので、折り畳むとスッキリコンパクト。玄関先に置いても邪魔になりません。

ポイント | **12** | 車載もできる
コンパクト設計



折り畳み時の幅が約30cmとコンパクトなので、自家用車の荷室や後部座席部分にも積み込み可能です。

ポイント | **13** | うれしい
背面ポケット付き



おでかけの際、邪魔になりがちなちょっとした物を入れるのに便利なポケット付きです。ペットボトルや折り畳み傘・タオル等の小物入れに！

ポイント | **14** | 便利な
純正工具付き



ちょっとした整備や調整が必要な時、すぐに使える便利な工具が付いています。

※写真は一例です。

ポイント | **15** | 1年間の
メーカー保証

製品保証書

品名	車椅子	保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日		年 月 日	
お客様ご住所	SAMPLE		
ご氏名			

KADOKURA.

万が一の故障の時も安心、1年間のメーカー保証付きです。※アウトレット品、認定中古車、中古車、スポーツ車椅子、受注生産品は除く

ポイント | **16** | 安心！
アフターメンテナンス



いざという時の、部品供給力が違います。純正部品も常時在庫しておりますので、タイヤ・ブレーキ等の定期メンテナンスも安心です。















注意
● 本製品は、使用時に必ず背もたれを固定してください。
● 本製品は、使用時に必ず座面を固定してください。
● 本製品は、使用時に必ず足を固定してください。
● 本製品は、使用時に必ず手すりを固定してください。

H&A CO., LTD.
F&F

F&F



安全のため必ずお読みください
必ずお読みください。安全のため必ずお読みください。
必ずお読みください。

法人様専用窓口

LINEで

カンタン 相談



LINE ID

@kadokura

アカウント名

カドクラ車椅子

