

医療用

登場!

レントゲン専用車

簡易車椅子ネクストのレントゲン専用車です。  
 背中と足のベルト部分は取り外しができます。  
 さらに背折れをすることにより、鮮明な撮影が可能に。  
 車椅子に座ったまま撮影ができるので、レントゲン  
 時の患者様の負担を軽減します。

背中と足の  
 ベルト部分は  
 取り外し可能!

狭い所も  
 スイスイ!

背折れにより  
 上半身の鮮明な  
 撮影が可能に!

Wilhelm  
 specification

next Pro

ネクストプロ・ヴィルヘルム仕様

ポイント  
**1** | 車椅子のまま  
レントゲン撮影！



簡易車椅子ネクストのレントゲン専用車。背中と足のベルト部分が取り外しできるので、車椅子に座ったまま撮影ができます。

ポイント  
**2** | 選べる！シートの  
カラーは3種類！



シートは鮮やかなローズレッド・イースタンブルールーと落ち着いた印象のチェックの3色展開です。お好みに合わせてお選びいただけます。

ポイント  
**3** | 背折れでさらに  
鮮明な撮影が可能に




背折れをすることにより、上半身のレントゲン撮影がより鮮明に。車椅子のフレームを映すことなく撮影ができます。

ポイント  
**4** | 肘かけしやすい形状の  
アームレスト



しっかりとしたアームレストがあるため、背折れをした状態でも安定して体を支えられ、後ろに倒れる心配がありません。

ポイント  
**5** | 駐車ブレーキで  
背折れの時も安心



背もたれを倒してもブレーキが固定されているため、車椅子が動かず安心です。背もたれを倒す時は必ず駐車ブレーキをかけてください。

ポイント  
**6** | ベルトの取り外し  
取り付けもカンタン



背中と足のベルトはマジックテープ式。取り外しも取り付けもカンタン！手間取ることもありません。

ポイント  
**7** | アームレスト間は  
ワイドな約39センチ！



左右のアームレストの間隔は約39センチ。窮屈に感じることなくゆったり座れます。アームレストは左右とも跳ね上げ式なので、どちらからでも移乗可能です。

ポイント  
**8** | 病院のフラットな床  
なら100キロまでOK



病院内の段差や凹凸のないフラットな床なら、身体の方大きな方もお使いいただける、耐荷重100キロです。 ※段差や凹凸がある場合は耐荷重75キロ以下























# 法人様専用窓口

# LINEで

カンタン 相談



LINE ID

@kadokura

アカウント名

カドクラ車椅子

