


丸洗い、乾燥機の使用 OK!



快適なポジショニング、こち良い肌ざわり

一人ひとりの身体に合ったクッションを作るために考えられた構造！

①表生地



- ・もっちりとした肌ざわり
- ・弾力性、伸縮性に富んだ素材
- ・生地表面の凹凸により身体接触面の「蒸れ」が軽減されます。

②中材



- ・丸洗い、乾燥機の使用OK!
- ・当社独自開発の特殊な低反発ウレタンブロックと高反発ウレタンブロックを配合。
- ・キューブ状にカットされ、流動性と形状保持性に優れています。

③ハンドル



体位変換に便利なハンドル付

④中材出し入れ口



安全を考慮し、ファスナーの引手が隠れる安心仕様。



中材の出し入れ口は量を調節しやすい構造になっています。ファスナーを開けた際に中材が飛び出しにくく介護する側、される側双方にとって安心な仕様です。

※長期使用により中材劣化が気になる場合、補充できるよう中材のみ別売りもございます。

◎専用防水カバーも発売致します！



表生地はスムーズ素材でつばる様な質感や硬さはありません。



装着はかぶせてチャックをしめるだけでOK!




裏地の防水部分にはポリウレタンラミネートを使用しクッションへの浸水を防ぎます。

もちやわクッション使い方一覧



もちやわうさぎ (小)

品番:MT-1101




身体を起こした際、両腕の置き場所に



寝姿勢で、頭部、肩回りのサポート

もちやわうさぎ (大)

品番:MT-1102



寝姿勢で、頭部、肩回りから肘までをサポート



寝姿勢で、頭部、片側の肩回りをサポート

もちやわうさぎ 車椅子使用例

品番:MT-1101,1102

太ももの上に乗せて両腕の置き場所に



片側への傾きに対しサポートし腕の置き場所に

