QuaLink(クオリンク)認知症徘徊検知ver

分類	徘徊検知・見守り機器・コミュニケーション
発売年月	2024年10月
販売価格	オープン価格

製品概要

カメラ映像をAIで解析して徘徊を検知するシステムです。デバイスカメラを通じて利用者の徘徊を検知し、家族や支援者へアラート通知いたします。通知を受け取ったあと、双方向のビデオ通話で一声掛け勧奨ができます。

ご利用するアプリのアカウントは、利用者と管理者それぞれ1アカウントがセットになっており、管理者アカウントやタブレットの追加はオプションでのご契約となります。

工事不要で初期コストを抑え簡単に導入できます。



活用イメージ



QuaLinkで徘徊を検知し 家族や支援者へ通知・発報

ご自宅内に設置したタブレットのフロントカメラを通じて人の動きを検知し、設定した内容に応じて通知・発報します。



家族や支援者から ビデオ通話で声掛け勧奨

通知・発報内容によって、ビデオ通話で 家族や支援者から声掛け勧奨に 切替が可能です。

Wi-Fi不要なタブレット通信機器を設置。 検知後すぐにビデオ通話で徘徊する利用者へ一声掛け勧奨が可能。

仕様·機能·性能等

用途	施設、在宅
製品構成	セット
セット内容	QuaLinkアプリ内蔵タブレット、SIM内蔵コールボタン、充電ケーブル
サイズ	タブレット:約260×169×9.9mm コールボタン:約97×33×14mm
重量	タブレット:約530g コールボタン:50g
材質	タブレット:ポリカーボネイト樹脂、液晶ガラス コールボタン:樹脂
電源	内蔵バッテリー 7,000mAh
感知の方法	画像認識技術(解析)による検出
検知種類	臥床(着床)、離床、端座位、転倒、長座位、
信号処理の方式	画像処理
警報の方法	受信する機器(スマートフォン、タブレット、PC)のアプリに通知
配線工事	不要
使用範囲	本体より2m~6m
外部通信の機能	有り ・給付対象外の通信機能部分:区分できる ・ネットワーク環境の通信方式:無線LAN(Wi-Fi)、SIM回線 ・外部通信をOFFにした場合、機能しない ・家族隣人等が通報受信する機器:スマートフォン、PC、タブレット ・ネットワークとの接続におけるセキュリティ上の配慮の有無:有り(ログインや 二段階認証、暗号化通信(https)) ・通信モジュールのタイプ:内蔵(分離可能)
通話機能	有り (ビデオ通話、アプリ内音声通話)
カメラ	有り(用途:デバイスフロントカメラによる画像解析のために必要)
バイタルチェック	無し
オプション	タブレットスタンド、他機器連携
使用上の注意	SIM通信を利用する場合の利用料金は介護保険外の扱いとなり、全額自己負担となります。(1,500円/月程度) 通報を受信する端末(スマートフォン/タブレット等)は当セットに含まれておりません。 夜間のご利用については内蔵カメラの性能上、多少の明るさがない場合はご利用できません。
重要なお知らせ	インターネット接続を行うには実費オプションのお申込みが必要となります。オプションお申し込み後は回線使用料(実費オプション)のみは一時休止ができません。また、実費オプション部分は分離が可能です。分離しても徘徊検知機器としての機能をご利用いただけます。実費オプションのお申込みもご利用の福祉用具貸与事業所より申し込めます。

問い合わせ先

メーカー名	イツモスマイルデジタルソリューションズ株式会社
担当部課	QuaLink事業部
住所	福岡県福岡市博多区祇園町8-13 TheCompany内
TEL	088-677-8866
ホームページ	https://itsumo-app.net/