

# 【車椅子周辺】



車椅子を、より

# 「安全」「快適」に


関西大学学生と共同開発

## 安定性・利便性

差込む向きで

### 3役

ブレーキ延長バー



前

省力化


「てこの原理」で  
より少ない力で  
ブレーキ可能



簡単取付



先端の背割れゴムを  
ブレーキ下部に取付け



※黒色セットまたはシルバーセットにて

マイティコントロール

26.2φ



材質  
スチール  
天然ゴム、PVC

ゴムとプラスチックで創造する



# アラオ株式会社

大阪市天王寺区国分町 3-30

06-6771-6311

アラオ株式会社

Q



公式ホームページはこち  
ら



## 調節可能な外傷カバー

フットレストによる  
接触外傷を  
防ぎます



POINT 01 レスト寸法に合わせて  
調節が可能です

マジックテープで  
調節可能

POINT 02 まるごと洗える素材で  
できております



POINT 03 レストの裏面カバーのため、  
足を置く妨げになりません



2枚  
セット

シン・ガード