


# Lifmy

移乗も移動も  
みんなを笑顔に



## Lifmy リフミイ の由来

Lifmy は、「my (私の)」「Life (暮らし)」「Lift me (私を支えて)」という想いを込めて名付けられました。Lifmy には、ご利用者さま「ご自身の暮らし」を大切に、「ご利用者さまを支え、応援する」存在でありたいという願いが込められています。

## 移乗と移動をこれ一台で

ベッド脇からトイレまでの移乗と移動をサポートします。抱きかかえの移乗、車いすと移乗機を併用する作業に比べ負担を大幅に軽減できます。

座って移動できることにより、移動時の転倒を予防できます。それにより、長時間・長距離の移動も負担少なく行えます。

## 明るくかわいいデザイン

やさしい見た目が施設の雰囲気をも明るくし、みんなが自然と笑顔になります。

## 座って安心、安全に移動



**移乗も**


Lifmy に体を預けて「たつ」ボタンを押すと、安全に支えます。



**移動も**

座面シートを倒し、座ったままトイレなどへ楽に移動できます。

## 製品寸法



製品仕様				
機種名/形式	JWBL-010	バッテリー	種類	リチウムイオンバッテリー
寸法	526(W)×845-919(D)×1,022-1,422(H)		電圧	25.2V
総重量	28kg		充電時間	1時間
使用者最大体重	75kg		最大使用回数	120回
動作条件 温度	5~45℃		TAISコード	取得予定
動作条件 湿度	10~85%RH		専用充電器付属	

問い合わせ先

**ジヤトコ株式会社**

〒417-8585 静岡県富士市今泉700-1

● 製品の仕様は予告無く変更することがあります。

TEL 0545-51-0401

MAIL lifmy@jatco.co.jp

