

1室1台で“夜間の不安”を見える化

介護の負担を軽くするみまもりセンサー

非接触バイタル検知の技術を夜間介護の見守り支援に!!



EmoCare

非接触準ミリ波 ×  ^{*1}エモコアイ®搭載

*1 エモコ、エモコアイは三菱電機株式会社の登録商標です。

夜間巡視業務

30~90%減

接触センサーと同等性

98%


入居者睡眠時間

30分~60分延長



Why EmoCare?

*1 エモコアイ®搭載の
夜間見守りセンサーをご紹介します。



非接触・非カメラ



プライバシー配慮。映像や音声を扱わず、微小体動（呼吸・脈動）と行動を捉える。

1室1台



マット敷設・配線大工事なし。設置1台10分目安。

現場省力化



夜間巡視の“むだ見回り”を削減。
離床“前後”の一瞬を逃さない。

加算・補助対応



生産性向上推進体制加算（I）× LIFE加算の運用SOP
障害GH：夜間支援等体制に合わせた証跡づくりを支援。

補助金支援



補助金等・WAM融資・助成金などの申請支援



All in ONE SERVICE



夜間見守りに必要なオールインワン介護SaaS×エッジAI

EmoCareだけのオールインワンサービスをぜひご利用ください。

Service 01_体系的な管理



導入前から伴走支援まで！
オールインワン！

Service 02_充実のアフターケア



永続の安心の
アフターケア

Service 03_ 1台でカバー



離床・離床予兆／睡眠・呼吸・
脈の傾向／室温・湿度／体動
を非カメラで検知

Service 04_親身なスタッフ



補助金申請の支援
生産性推進向上加算1
の取得まで伴走支援



EmoCare

製品名：EmoCare

用途：夜間見守り（離床・離床予兆、睡眠、呼吸/
脈の傾向、室温/湿度、体動）

検知方式：非接触(準ミリ波) / 非カメラ (映像・音声は扱わない)



非接触見守り



離床検知



睡眠モニタリング



呼吸・脈傾向



室温・湿度



体動検知

製品仕様表

寸法	約幅：145mm × 奥行：43mm × 高さ：38mm
重量	110g
電源方式	AC電源（USB給電方式）
通信方式	無線LAN（Wi-Fi）
設置条件	壁掛け高さ 1.2～1.4m、ベッド頭上 30～50cm
配線工事	不要
同梱物	本体、設置用部材、電源、取扱説明書
データ取扱い	保存期間、アクセス権限



EmoCare ORDER



シンプルな手続きで確実な支援！

EmoCareでは簡単な手続きでお任せ設置！
充実のオールインワンサービスを受けることができます。

予約方法

1.ご予約

期間中ご予約



2.ご相談

内容の確認



3.日付決定

訪問日のお知らせ

EmoCare導入順序



1.環境点検



2.設置の決定



3.導入前研修



6.伴走支援



5.導入後研修




4.設置・導入

※ページ内の人物写真はサンプル画像です。

EmoCare

見守り支援隊が
全国どこへでも伺います。



※機械の不具合や故障の場合は別途対応致します。



EmoCare

製造元：株式会社メディカル東京
千葉県千葉市中央区松波1-18-13

営業時間：月～金曜日 9時～18時

043-441-5489